

BIOLOG)) PLASMA

GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE PLASMA
CON TECNOLOGÍA RFID



BIOLOG PLASMA

GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE PLASMA
CON TECNOLOGÍA RFID

Una solución desarrollada para optimizar la cadena de suministro de plasma en la industria fraccionadora

- Una solución tecnológica que:
- **Garantiza** prácticas estándar
 - **Mejora** las condiciones laborales
 - **Cumple** con la normativa farmacéutica



Las novedades inherentes a la tecnología RFID y su contribución a la automatización de procesos, nos permiten seguir mejorando nuestra organización para poder abordar mejor los futuros desafíos económicos, industriales y relacionados con la salud.



Dr. Patrick BERGEAT
Subdirector general de Operaciones
LFB Biomedicaments

FRACCIONAMIENTO

- Unidades de plasma listas para entrar en el proceso de fraccionamiento

CLASIFICACIÓN

- Clasificación automática de cada unidad de plasma

RECEPCIÓN


- Lectura en serie en la recepción (cajas, palés)
- Interconexión con el sistema informático del centro de fraccionamiento

ENVÍO

- Envío del plasma desde distintos centros de transfusión al centro de fraccionamiento

CODIFICACIÓN

- Fijación de las etiquetas RFID a cada unidad de plasma
- Los lectores RFID codifican información en cada etiqueta
- Interconexión con el sistema informático del centro de transfusión (BECS)



BIOLOG® Plasma se basa en la **tecnología de trazabilidad RFID (identificación por radiofrecuencia)**.

La solución combina una **etiqueta electrónica** (etiqueta RFID) que se fija a cada unidad de plasma, **lectores/grabadores RFID** ubicados en el centro de transfusión, **líneas de recepción y clasificación** mediante RFID ubicadas en el centro de fraccionamiento, así como una **aplicación informática** interconectada con el sistema local (tanto en centro de transfusión como en el centro de fraccionamiento).

Trazabilidad y seguridad óptimas
Eficiencia incrementada
Control de costes



BIOLOG » PLASMA

GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE PLASMA
CON TECNOLOGÍA RFID

**BIOLOG® Plasma aumenta la eficiencia
y la seguridad en el centro de fraccionamiento**

Número de donación

Código de producto

Código del centro de transfusión

Fecha de extracción

Volumen

Almacenamiento de datos



Seguridad

Inteligente
Sencillo
Seguro

Biolog Plasma®: más de 15 millones de
unidades de plasma ya procesadas en LFB



biolog » id

Biolog-id SAS
1 rue du cdt Robert Malrait
ZA des Granges
F-27300 BERNAY

Tel : +33 (0)2 32 47 83 40
Fax : +33 (0)2 32 47 83 50
E-mail : info @ biolog-id.com
www.biolog-id.com

Biolog-id Iberica, S.L.
c/ Balmes, 8, 2º7ª
08291 Ripollet
Barcelona, ESPAÑA

Tel: +34 93 691 51 00
Fax: +34 93 692 32 49

